

Fiche de données de sécurité CE

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.Wilhelm-Herbst-Straße 1
D-28359 BrêmeTéléphone: 0049 / 421 20 28 -0
Téléfax: 0049 / 421 20 28 -100**N° de téléphone en cas d'urgence: 0421/- 20 28 0****1. Description de la substance/de la préparation/du fabricant****Données relatives au produit**Désignation commerciale: **Adapta Kitt (Dispositif de préformage avec pâte Adapta)****Données relatives au fabricant/au fournisseur**

Fabricant/fournisseur: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.
Rue/Boîte Postale: Wilhelm-Herbst-Straße 1
Code Postal/Ville: D-28359 Brême
Téléphone: 0421/20 28-0
Téléfax: 0421/20 28-100
Service compétent: Développement des matériaux
N° de téléphone en cas d'urgence: 0421/20 28-0

2. Composition / Informations sur les composants**Caractéristiques chimiques (Préparation)**

Description : Polydimethylsiloxan avec charge et matériaux d'apport
Composants dangereux : Aucun

3. Identification des dangers

Aucun

4. Premiers secours

Après inhalation : Aucune mesure particulière nécessaire
Après contact avec la peau : Eliminer mécaniquement avec un chiffon ou du papier
Après contact avec les yeux : Rincer abondamment avec de l'eau, en cas d'irritation persistante, consulter un médecin
Après ingestion : Faire vomir

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Moyens d'extinction appropriés**

Produits extincteurs en poudre, sable, mousse, dioxyde de carbone.

Adapta Kitt

Produits de décomposition dangereux :

Aucun produit connu lors d'un entreposage et d'une manipulation conformes à la réglementation.
La remarque suivante s'applique à la part de silicone présente dans la substance : les mesures effectuées à des températures supérieures à environ 150°C montrent que l'évacuation d'oxydes provoque la séparation d'une faible quantité de formaldéhyde.

11. Données toxicologiques

Aucune

12. Données écologiques

Aucune

13. Consignes relatives à l'élimination

L'Adapta Kitt peut être éliminé avec les ordures ménagères, conformément aux réglementations locales.

Numéro de code relatif au traitement des ordures : 57202

14. Données relatives au transport

L'Adapta Kitt n'est pas soumis aux directives réglementant le transport des matériaux dangereux.

15. Informations réglementaires

Aucun marquage particulier n'est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur pour les matières dangereuses.

16. Autres informations

Concepteur de la fiche de données
Service Développement des matériaux

Correspondant
Dr. Thomas Wiest

Révisé le: 27/06/2006

Remplace la version du: 11/11/2002

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité concernant les exigences de sécurité éventuelles liées à notre produit sont basées sur le stade actuel de nos connaissances.
Cette fiche ne constitue en aucun cas une garantie quant aux propriétés du produit.