

# Feuille-document de sécurité selon 1907/2006/CE

Désignation commerciale: Ceramill Zolid fx

No d'article: 760122-760127, 760130-760134

Situation:

Version: /fr

Date d'impression: 29.06.2015



AMANGIRRBACH

## **SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1 Identificateur de produit**

Désignation commerciale                      **Ceramill Zolid fx**

### **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées pertinentes            Moyens auxiliaires pour le laboratoire dentaire

### **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Information sur l'entreprise                      Amann Girrbach AG  
Herrschaftswiesen 1  
A-6842 Koblach  
Téléphone: 0043 5523 623330  
Fax: 0043 5523 55990  
Courriel: [austria@amangirrbach.com](mailto:austria@amangirrbach.com)  
Internet: [www.amangirrbach.com](http://www.amangirrbach.com)

Dispositif de mise en circulation              Amann Girrbach GmbH  
Duerrenweg 40  
D-75177 Pforzheim  
Téléphone: 0049 7231 957100  
Fax: 0049 7231 957129  
Courriel: [germany@amangirrbach.com](mailto:germany@amangirrbach.com)  
Internet: [www.amangirrbach.com](http://www.amangirrbach.com)

### **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Téléphone en cas d'urgence                      +49 (0)7231 957100  
Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

## **SECTION 2: Identification des dangers**

### **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

classification selon l'ordonnance              Le produit n'est pas classé comme étant dangereux dans le sens de l'Ordon-  
(CE) N° 1272/2008                                      nance européenne n° 1272/2008 [CLP].

### **2.2 Éléments d'étiquetage**

Valeurs P    P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aéro-  
sols.  
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

### **2.3 Autres dangers**

Consignes de danger                              Réservé aux utilisateurs professionnels.

## **SECTION 3: Composition/informations sur les composants**

Caractérisation chimique                      Bloc ZrO<sub>2</sub> poreux, préalablement fritté avec cadre synthétique.

Autres données                                      Les risques et conseils de sécurité mentionnés aux chapitres 4-8 tout comme  
10-12 ne se réfèrent pas au produit en lui-même mais à la formation de  
poussières pendant la confection.

## **SECTION 4: Premiers secours**

### **4.1 Description des premiers secours**

Conseils généraux                                      Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

## Feuille-document de sécurité selon 1907/2006/CE

Désignation commerciale: Ceramill Zolid fx

No d'article: 760122-760127, 760130-760134

Situation:

Version: /fr

Date d'impression: 29.06.2015



AMANN GIRRACH

En cas d'inhalation	Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau	Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux	En cas de dégagement de poussière: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.
En cas d'ingestion	Rincer la bouche. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.
Avis aux médecins	Aucun connu jusqu'à présent.

### **SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1 Moyens d'extinction**

Moyen d'extinction approprié	Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant Le produit lui-même n'est pas combustible.
------------------------------	--

#### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Les risques spécifiques d'une exposition, provoqués par la substance ou la préparation elle-même, par leurs produits de combustion ou par les gaz dégagés	Aucune information disponible.
---	--------------------------------

#### **5.3 Conseils aux pompiers**

Équipement de protection particulier dans la lutte contre l'incendie	Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.
Autres indications sur la lutte contre les incendies	Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden

### **SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles	Porter un vêtement de protection approprié. Porter un équipement de protection respiratoire. Il est préconisé d'aspirer la poussière directement à l'endroit où elle se dégage. Tenir toute personne non protégée à l'écart.
---------------------------	---

#### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la protection de l'environnement	Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
---	---

#### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage	Recueillir mécaniquement. Staubbildung vermeiden
-----------------------	---

### **SECTION 7: Manipulation et stockage**

#### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conseils pour une manipulation sans danger	Se conformer aux instructions de service. Veiller à un apport d'air frais. Il est préconisé d'aspirer la poussière directement à l'endroit où elle se dégage. Ne pas respirer les poussières.
--	---

## Feuille–document de sécurité selon 1907/2006/CE

Désignation commerciale: Ceramill Zolid fx

No d'article: 760122–760127, 760130–760134

Situation:

Version: /fr

Date d'impression: 29.06.2015



AMANN GIRR BACH

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences posées aux entrepôts et conteneurs Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

Indications concernant les stockages en commun Ne pas stocker ensemble avec : Alimentaire pour l'homme et pour l'animal

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) spécifique(s) Matériau pour la confection de prothèses dentaires.

## **SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### 8.1 Paramètres de contrôle

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs–seuil à surveiller par poste de travail.

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire	Il est préconisé d'aspirer la poussière directement à l'endroit où elle se dégage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
Protection des mains	Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein
Matière appropriée:	NBR (Caoutchouc nitrile).
Évaluation:	Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.
Remarque:	Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / da Chemikaliengemisch abgegeben werden
Substance de référence:	Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden
Protection des yeux	Lunettes de protection hermétiques.
Protection de la peau et du corps	Vêtement de protection.
Mésures générales de protection et d'hygiène	Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Après le nettoyage, utiliser un produit de soin dermique gras. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

## **SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Forme	solide
Couleur	blanc
Odeur	inodore
Seuil d'odorat	non déterminé
Point d'ébullition [°C]	ca. 5500°C

## Feuille-document de sécurité selon 1907/2006/CE

Désignation commerciale: Ceramill Zolid fx

No d'article: 760122-760127, 760130-760134

Situation:

Version: /fr

Date d'impression: 29.06.2015



AMANN GIRRACH

Point d'éclair [°C]	non applicable
Vitesse d'évaporation [kg/(s*m²)]	non applicable
Inflammabilité (solide, gaz)	non déterminé
Limites d'explosivité [Vol-%]	
Valeur limite inférieure:	non déterminé
Valeur limite supérieure:	non déterminé
Densité de vapeur	non applicable
Densité [g/cm³]	ca. 3 g/cm³
Densité relative	non déterminé
Hydrosolubilité [g/l]	insoluble
Coefficient de distribution (n-octanol/eau) (log P O/W)	non déterminé
Auto-inflammabilité	Le produit n'est pas: S'enflamme spontanément.
Température de décomposition [°C]	non déterminé
Viscosité dynamique [kg/(m*s)]	non applicable
Viscosité cinématique [mm²/s]	non applicable
Risque d'explosion.	Le produit: non explosif.

### 9.2 Autres informations

Intervalle de fusion [°C]	ca. 2680°C
Teneur en solvant [%]	organique: 0,0 %
Teneur en solide [%]	100 %
Autres données	aucune

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.2 Stabilité chimique

Stabilité chimique	Aucun, si utilisé conformément à sa destination.
--------------------	--

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses	Aucun connu jusqu'à présent.
-----------------------	------------------------------

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter	Aucune information disponible.
---------------------	--------------------------------

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter	Aucune information disponible.
-------------------	--------------------------------

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux	Aucune information disponible.
-------------------------------------	--------------------------------

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Irritation primaire cutanée	aucune Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.
-----------------------------	--

## Feuille-document de sécurité selon 1907/2006/CE

Désignation commerciale: Ceramill Zolid fx

No d'article: 760122-760127, 760130-760134

Situation:

Version: /fr

Date d'impression: 29.06.2015



AMANGIRRBACH

Irritation oculaire	aucune
Irritation respiratoires	L'inhalation de poussière peut causer une irritation des voies respiratoires.
Sensibilisation	Aucun connu jusqu'à présent.

### 11.2 Indications complémentaires

Autres données (chapitre 11.)	A notre connaissance, l'emploi correct des produits n'engendre pas d'effets toxiques. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahren der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung
-------------------------------	---

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Toxicité aquatique [mg/l]	Aucune information disponible.
---------------------------	--------------------------------

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité	Le produit n'est pas facilement biodégradable.
------------------	--

### 12.6 Autres effets néfastes

Information supplémentaire sur l'écologie	Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1) Selbsteinstufung Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
---	--

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Considérations relatives à l'élimination	Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden Ne pas jeter les résidus à l'égout.
--	--

Code des déchets	aucune
------------------	--------

Emballages vides contaminés	Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
-----------------------------	--

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### 14.8 Indications complémentaires

Autres données (chapitre 14.)	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
-------------------------------	--

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

WGK (Auto-classement)	1
-----------------------	---

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité	Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.
---------------------------	--

## SECTION 16: Autres informations

## Feuille-document de sécurité selon 1907/2006/CE

Désignation commerciale: Ceramill Zolid fx

No d'article: 760122-760127, 760130-760134

Situation:

Version: /fr

Date d'impression: 29.06.2015



AMANGIRRBACH

Les informations s'appuient sur nos connaissances actuelles. Elles ne fournissent aucune garantie sur les caractéristiques de produits et n'établissent pas une situation contractuelle.