

LYKA

Plâtre liquide pour soclage des modèles Type III

Lyka est un plâtre liquide très adapté pour le soclage des modèles de type III

Données techniques

- ▶ Ratio de mélange E/P : 30 cc—100 g
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- ▶ Temps de gel : 5-6 min
- ▶ Début de prise vicat : 11-15 min
- ▶ Temps de démoulage : 45-50 min
- ▶ Expansion de prise (2h) : 0.09 %
- ▶ Résistance à la compression : 45 Mpa N/mm²
- ▶ Dureté shore D : 75-80

Points forts

- ▶ préparation du socle très aisée
- ▶ Précis
- ▶ résistant

Présentation

- ▶ Couleur : jaune—vert—rose—bleu clair—bleu foncé—blanc sanguine—gris - noir
- ▶ Conditionnement : carton de 18 kg
- ▶ Code article : LYKA

Références techniques

- ▶ Documents normatifs : AFNOR NF EN ISO 6873-2000
- ▶ Conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité